



ebro 電導度メーター CT 830 セット

導電率、塩分、温度の同時測定、TDS値計算、自動温度補償機能、自動キャリブレーション工程
4000メモリーをロギング、USBコネクタ付き、ソフトウェア読み取り可能、最大/最小値を記憶
バックライト付きグラフィックディスプレイ機能を搭載

読みやすいプレーンテキストメニュー、統合されたデータロギングシステム、頑丈で防水構造のIP65筐体採用により、モバイルアプリケーションの特長と、ラボメーターの精度と気軽さを統合しました。電気伝導度、塩分、温度測定に適しています。

重要なGLP機能(日時、主要な測定値、物理的な単位を含む2番目の測定値、温度、デバイス番号など)がデータファイルに記録されます。

セットに含まれるもの:

- 1x CT 830 電導度メーター
- 1x AT 830 C Binder、電導度電極
- 1x 緩衝液 0,1N/KCL 1288 μ s 及びケース

Part-No.: 1340-5835 CT 830 Set

Part-No.: 1340-5815 USB-インターフェース



製品仕様

測定範囲 電導度:	0...200 μ S/cm; 0...2000 μ S/cm; 0...20 mS/cm; 0...500 mS/cm;	ディスプレイ	グラフィックLCD、128x64ピクセルバックライト付
TDS:	自動範囲: 0...200 mg/l; 0...2000 mg/l; 0...20 g/l; 0...500 g/l;	インターフェース	USB, isolated
塩分:	0...70 g/kg;	気温	-10...+55 °C
温度:	-10...+100 °C	コネクタ	センサー用コネクタ-BK 4ポールUSBインターフェースソケット
分解能	0.1 μ S; 1 μ S; 0.01 mS; 0.1 mS; 0.1 °C	ハウジング	ABS, IP 65
精度 電導度:	測定範囲の \pm 0,5 %	寸法	200 x 95 x 40 mm (WHD)
温度:	\pm 0.1 °C	重さ	290 g バッテリー含む (3 x AA, IEC R6, LR6, 1.5 V)
温度補償	Pt1000自動又は固定温度	EMC	acc. EN 61326 class B

ザイレム ジャパン (ワイエスアイ・ナノテック株式会社) :
〒 210-0023 神奈川県川崎市川崎区小川町 14-19
浜屋八秀ビル 3 階
TEL : 044-222-0009 FAX : 044-222-1102
ysijapan.support@xyleminc.com
www.xylem-analytics.jp

-ebro-
a xylem brand